

Fresenius Kabi introduserer CompoSeal® Mobilea II

Det er med stor glede vi informerer om at Fresenius Kabi har lansert sin nye bærbare sveiser CompoSeal® Mobilea II

CompoSeal® Mobilea II har mange unike egenskaper som gjør at den vil være til stor hjelp på laboratoriet:

- Moderne Lithium Polymer batteri gir en kapasitet på 1000 sveiser på standard blodposer for hver fulle oppladning
- CompoSeal® Mobilea II er designet som en bærbar enhet, vekt kun 830 gram
- CompoSeal® Mobilea II har en robust metalloverflate og er utstyrt med gummibelegg rundt kanten
- Gir sveiser av meget høy kvalitet
- CompoSeal® Mobilea II justerer automatisk sveisetiden ut fra slangens tykkelse
- Godkjent for bruk mens blodgiver/pasient er tilkoblet
- CompoSeal® Mobilea II kommer med transportkasse

Nerliens Meszansky AS har inngått en avtale med Fresenius Kabi om representasjon av deres produktsortiment innenfor blodbank og aferese i Norge

Introduksjonspris - 15 % rabatt

Pris ved bestilling før 15. desember 2011

- **CompoSeal® Mobilea II - kr 15.000**
(pris eks. mva., frakt og 1,8 % miljøavgift)

Ta gjerne kontakt med vår produktsjef Sigurd Borgen for ytterligere informasjon: e-post sigurd.borgen@nmas.no
telefon 928 649 15

